



neolexon App bei Artikulationsstörungen

Die neolexon Artikulations-App bietet als Ergänzung zur regulären Logopädie ein spielerisches Eigentaining für Kinder, die aufgrund von phonetischen oder phonologischen Aussprachestörungen in logopädischer Behandlung sind.

Angepasst an den Therapiefortschritt kann der Therapeut aus fünf abwechslungsreichen Spielmodulen auswählen und die App auf die spezifische Aussprachestörung des Kindes genau anpassen.

Zur Steigerung der Motivation bietet die App ein vielseitiges Belohnungssystem, sodass das Üben zuhause Spaß macht!

Die Spielmodule



Lautidentifikation

In einer Bibliothek müssen alle Bilder, die den Ziellaut enthalten, in ein magisches Buch sortiert werden.



Lautposition identifizieren

Je nach Position des Ziellautes im Wort werden die Pakete mit den Bildern in verschiedene Gondeln geladen.



Lautproduktion im Wort

Im Dschungel trifft Lino den Papageien Kiki. Spricht man ihm Wörter mit dem Ziellaut vor, plappert er sie nach.



Lautidentifikation & -produktion im Wort

Es werden Alltagsgegenstände, die den Ziellaut enthalten, fotografiert und benannt.



Lautproduktion im Satz und Text

Linos Großvater werden Quatschgeschichten erzählt in denen lauter Wörter mit dem Ziellaut vorkommen.

Das Motivationssystem



Das Aussehen von Lino kann individuell gestaltet werden!

Je fleißiger geübt wird, umso mehr Möglichkeiten zur Personalisierung von Lino stehen im Kleiderschrank zur Verfügung.

So identifizieren sich die Kinder mit ihrem persönlichen Lino und können ihn immer wieder neu verkleiden.

Konfiguration durch den Logopäden



Der Therapeut passt die App individuell an die Aussprachestörung des Kindes an.

Je nach Therapiephase kann eines oder mehrere der fünf Spielmodulen aktiviert werden. Aus etwa 800 kindgerechten Wörtern (gesamtes Lautinventar des Deutschen) kann das Übungsmaterial dann nach den folgenden Kriterien ausgewählt werden:

- Ziel-, Ablenker- und ausgeschlossene Laute
- Lautposition im Wort (initial, medial oder final)
- Silbenanzahl



Wie gut die Wörter und Quatschgeschichten vom Kind eingesprochen wurden, kann sich der Therapeut gemeinsam mit dem Kind in einem Abenteuerbuch anhören und bewerten.